

חוסם עורקים טקטי הוראות שימוש

חלקי המוצר

- רצועת הידוק
- לולאת הרצועה
- מוט הפיתול (Windlass)
- תופסן נעילה
- רצועת אבטחה מוט הפיתול
- אזור לרישום שעת ההנחה (TIME)

הוראות שימוש

שלב 1

הנח את חוסם העורקים מעל אזור הדימום (בכיוון הגוף) והעבר את הגפה דרך לולאת הרצועה.

שלב 2

משוך את הרצועה בחוזקה והדק אותה סביב הגפה. הצמד את הרצועה באמצעות הסקוין'

שלב 3

המשך להדק את הרצועה סביב הגפה עד לקבלת קיבוע יציב.

שלב 4

סובב את מוט הפיתול עד להפסקת הדימום.

שלב 5

הכנס את מוט הפיתול לתופסן הנעילה וקבע אותו במקומו.

שלב 6

העבר את רצועת האבטחה מעל מוט הפיתול והדק אותה היטב. בגפה צרה ניתן להמשיך ללפף את הרצועה מעל המוט לקבלת קיבוע מיטבי.

שלב 7

הצמד את רצועת האבטחה ורשום את שעת הנחת חוסם העורקים באזור המסומן. TIME.

הערות

- חוסם עורקים מיועד לעצירת דימום חמור ומסכן חיים בגפיים.
- כאשר לא ניתן לזהות את מקור הדימום או שאין זמן להערכה מלאה, ניתן להניח את חוסם העורקים גבוה ככל האפשר על הזרוע או הרגל, גם מעל הבגד.
- בהקדם האפשרי יש להעריך מחדש את מצב הפצוע, ובמידת הצורך למקם את חוסם העורקים מחדש כ- 5-7 ס"מ מעל אזור הפציעה, ישירות על העור.
- לאחר הנחת חוסם העורקים יש לפנות את הפצוע לקבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי.

אזהרה

- יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במוצר.
- השימוש מיועד למצבי חירום של דימום מסכן חיים.
- שימוש שאינו בהתאם להוראות או ללא הכשרה מתאימה עלול לגרום לנזק חמור.
- אין להסיר או לשחרר את חוסם העורקים לאחר שהונח, אלא על-ידי גורם רפואי מוסמך ובהתאם לנהלים המקובלים.